

Phonak Audéo™ L-RL •

Οδηγίες Χρήσης

Phonak Audéo L-RL
Phonak Audéo L-RL Trial
Phonak Life Charger™
Phonak Charger Case Go™



Οι παρούσες Οδηγίες Χρήσης ισχύουν για:

Ασύρματα ακουστικά
βαρηκοῖας



0459

Αξεσουάρ φόρτισης



Phonak Audéo L90-RL
Phonak Audéo L70-RL
Phonak Audéo L50-RL
Phonak Audéo L30-RL
Phonak Audéo L-RL Trial

Phonak Charger Case Go

Phonak Life Charger

Έχετε υπόψη ότι οι οδηγίες για τις λειτουργίες καταγραφής δραστηριότητας βρίσκονται στις Οδηγίες Χρήσης του myPhonak.



Λεπτομέρειες για το ακουστικό βαρηκοϊάς και τον φορτιστή σας

- ❶ Αν δεν είναι επιλεγμένο κανένα πλαίσιο και δεν γνωρίζετε το μοντέλο του ακουστικού βαρηκοϊάς ή των αξεσουάρ φόρτισης που διαθέτετε, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.
- ❷ Τα ακουστικά βαρηκοϊάς που περιγράφονται σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης περιέχουν μια ενσωματωμένη και μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.
- ❸ Το Phonak Charger Case Go περιέχει μια ενσωματωμένη και μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-πολυμερών.
- ❹ Διαβάστε, επίσης, τις πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με τον χειρισμό των επαναφορτιζόμενων ακουστικών βαρηκοϊάς (κεφάλαιο 25).

Μοντέλα ακουστικών βαρηκοϊάς

- Audéo L-RL (L90/L70/L50/L30)
- Audéo L-RL Trial

Εξαρτήματα για το αυτί

- Θηλή
- SlimTip
- cShell

Αξεσουάρ φόρτισης

- Phonak Charger Case Go*
 - Phonak Life Charger*
- * συμπ. καλωδίου USB (< 3 m)

Τα ακουστικά βαρηκοϊάς και οι φορτιστές σας έχουν κατασκευαστεί από τη Phonak, τον παγκόσμιο ηγέτη στις ακουστικές λύσεις με έδρα στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Αυτά τα premium προϊόντα είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών έρευνας και εξειδίκευσης και είναι σχεδιασμένα με γνώμονα τη δική σας ευεξία. Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική επιλογή σας και σας ευχόμαστε πολλά χρόνια ακουστικής απόλαυσης.

Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αξιοποιείτε στο έπακρο τη συσκευή που διαθέτετε. Δεν απαιτείται εκπαίδευση για τον χειρισμό αυτής της συσκευής. Ο ακοοπροθετιστής θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε αυτήν τη συσκευή σύμφωνα με τις ατομικές σας προτιμήσεις στο πλαίσιο της καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τα οφέλη, τη ρύθμιση, τη χρήση, τη συντήρηση ή τις επισκευές των ακουστικών βαρηκοϊάς σας και των αξεσουάρ, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας ή με τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο δεδομένων του προϊόντος σας.

Phonak - life is on
www.phonak.com

Περιεχόμενα

Το ακουστικό βαρηκοϊάς και ο φορτιστής σας

1. Συνοπτικός οδηγός	7
2. Εξαρτήματα του ακουστικού βαρηκοϊάς και του φορτιστή	9

Χρήση του φορτιστή

3. Προετοιμασία του φορτιστή	12
4. Φόρτιση των ακουστικών βαρηκοϊάς	13

Χρήση του ακουστικού βαρηκοϊάς

5. Ενδείξεις αριστερού και δεξιού ακουστικού βαρηκοϊάς	19
6. Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοϊάς	20
7. Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοϊάς	21
8. Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών	22
9. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	23
10. Λειτουργία Tap Control	24
11. Επισκόπηση συνδεσιμότητας	25
12. Αρχική σύζευξη	26
13. Τηλεφωνικές κλήσεις	28
14. Λειτουργία πτήσης	33
15. Επανεκκίνηση ακουστικού βαρηκοϊάς	36

16. Επισκόπηση της εφαρμογής myPhonak	37
17. Επισκόπηση Roger™	38

Περισσότερες πληροφορίες

18. Συνθήκες λειτουργίας, μεταφοράς και αποθήκευσης	39
19. Φροντίδα και συντήρηση	41
20. Αντικατάσταση του προστατευτικού φίλτρου κυψελίδας	44
21. Επισκευή και εγγύηση	55
22. Πληροφορίες συμμόρφωσης	57
23. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων	64
24. Αντιμετώπιση προβλημάτων	72
25. Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	78

1. Συνοπτικός οδηγός


Φόρτιση των ακουστικών βαρηκοΐας σας

- (i)** Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας για πρώτη φορά, συνιστάται να το φορτίσετε για 3 ώρες.


Αφού τοποθετήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας στον φορτιστή, η φωτεινή ένδειξη στο ακουστικό βαρηκοΐας θα υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας έως ότου το ακουστικό βαρηκοΐας φορτίσει πλήρως. Όταν φορτίσει πλήρως, η φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει συνεχώς αναμμένη, δηλ. με σταθερό πράσινο φως.



Ενδείξεις αριστερού και δεξιού ακουστικού βαρηκοΐας



Μπλε ένδειξη για το αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας.




Κόκκινη ένδειξη για το δεξί ακουστικό βαρηκοΐας.

Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών με φωτεινή ένδειξη

Το κουμπί λειτουργεί ως διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Μαζί με τον ακοοπροθετιστή σας μπορείτε να αποφασίσετε εάν επιτρέπει επίσης ρυθμιστή έντασης ήχου και/ή αλλαγή προγράμματος. Αυτό επισημαίνεται στις εξατομικευμένες οδηγίες που σας έχουν δοθεί.



Τηλεφωνικές κλήσεις: Εάν πραγματοποιηθεί

σύζευξη με τηλέφωνο που διαθέτει Bluetooth®, με ένα σύντομο πάτημα θα γίνεται αποδοχή και με ένα παρατεταμένο πάτημα θα γίνεται απόρριψη της εισερχόμενης κλήσης.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Πατήστε σταθερά το κάτω μέρος του κουμπιού για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία.

Ενεργοποίηση: η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα

Απενεργοποίηση: η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα

Θέση σε λειτουργία πτήσης: Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κάτω μέρος του κουμπιού για 7 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί σταθερά αναμμένη η πορτοκαλί λυχνία. Έπειτα αφήστε το κουμπί.

Λειτουργία Tap Control (διαθέσιμη μόνο για τα μοντέλα L90 και L70)

Αν έχει προηγηθεί σύζευξη με συσκευή που διαθέτει

Bluetooth®, η πρόσβαση στις πολλαπλές λειτουργίες μπορεί να γίνει με τη λειτουργία Tap control, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 10.

Αυτό επισημαίνεται και στις εξατομικευμένες οδηγίες που σας έχουν δοθεί. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Tap Control, πατήστε δύο φορές στο επάνω μέρος του αυτιού σας.

2. Εξαρτήματα του ακουστικού βαρηκοϊάς και του φορτιστή

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τα αξεσουάρ του μοντέλου ακουστικού βαρηκοϊάς και του φορτιστή που περιγράφονται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης. Μπορείτε να ταυτοποιήσετε τα δικά σας μοντέλα:

- ελέγχοντας τις «Λεπτομέρειες για το ακουστικό βαρηκοϊάς και τον φορτιστή σας» στη σελίδα 3.
- αντιταραβάλλοντας τα εξαρτήματα για το αυτί, το ακουστικό βαρηκοϊάς και τον φορτιστή σας με τα ακόλουθα μοντέλα.


Πιθανά εξαρτήματα για το αυτί



Θηλή




SlimTip




cShell

Audéo L-RL

Audéo L-RL Trial



Phonak Charger Go και Phonak Life Charger




Κάλυμμα του
Charger Case
Κοιλότητα για
εξαρτήματα για το αυτί[®]
Φωτεινή ένδειξη για την
κατάσταση της εσωτερικής
μπαταρίας του φορτιστή*:


- █ 0% - 25%
- █ 25% - 50%
- █ 50% - 75%
- █ 75% - 100%

Υποδοχές φόρτισης ακουστικών βαρηκοϊας με
ενδείξεις δεξιά/αριστερά

*Ισχύει μόνο για Charger Go



Εξωτερικό τροφοδοτικό



Καλώδιο USB (< 3 m)




Τροφοδοτικό*

* Η πρίζα δεν παρέχεται μαζί με αυτό το προϊόν.

3. Προετοιμασία του φορτιστή

Σύνδεση του τροφοδοτικού



Οι φορτιστές Phonak μπορούν να χρησιμοποιηθούν με εξωτερικό τροφοδοτικό που πληροί τις προδιαγραφές στον παρακάτω πίνακα

- Συνδέστε το μεγαλύτερο ákro του καλωδίου φόρτισης στο τροφοδοτικό.
- Συνδέστε το μικρότερο ákro στη θύρα USB του φορτιστή.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα.
- Η φωτεινή ένδειξη γύρω από τη θύρα USB θα ανάψει πράσινη όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.

Προδιαγραφές τροφοδοτικού και φορτιστή

Τάση εισόδου τροφοδοτικού	100-240 VAC, 50/60 Hz, ρεύμα 0,25 A
Τάση εξόδου τροφοδοτικού	5 VDC +/-10%, ρεύμα 1 A
Τάση εισόδου φορτιστή	5 VDC +/-10%, ρεύμα 1 A
Προδιαγραφές καλωδίου USB	5 V ελάχ. 1 A, USB-A με USB-C, μέγιστο μήκος 3 m

4. Φόρτιση των ακουστικών βαρηκοϊάς

- ① Χαμηλή ισχύς μπαταρίας: Όταν η μπαταρία του ακουστικού βαρηκοϊάς είναι χαμηλή, θα ακούσετε δύο μπιπ. Θα έχετε περίπου 60 λεπτά πριν χρειαστεί να φορτίσετε τα ακουστικά βαρηκοϊάς, στη συνέχεια το ακουστικό βαρηκοϊάς θα κλείσει αυτόματα (αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις στο ακουστικό βαρηκοϊάς).
- ① Το ακουστικό βαρηκοϊάς περιέχει μια ενσωματωμένη και μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.
- ① Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοϊάς σας για πρώτη φορά, συνιστάται να το φορτίσετε για 3 ώρες.
- ① Το ακουστικό βαρηκοϊάς πρέπει να είναι στεγνό πριν από τη φόρτιση, βλ. κεφάλαιο 18.
- ① Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε και χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοϊάς και την εσωτερική μπαταρία του Phonak Charger Case Go εντός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας:

Audéo L RL: +5° έως +30° Κελσίου
(41° έως 86° Φαρενάιτ)


4.1 Χρήση Phonak Charger Case Go ή Phonak Life Charger

Για οδηγίες ρύθμισης του φορτιστή, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3.

1.

Τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοϊάς στις υποδοχές φόρτισης και τα εξαρτήματα για το αυτί στη μεγάλη κοιλότητα.

Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις του αριστερού και του δεξιού ακουστικού βαρηκοϊάς ταιριάζουν με τις ενδείξεις αριστερά (μπλε)/δεξιά (κόκκινο) δίπλα στις υποδοχές φόρτισης. Τα ακουστικά βαρηκοϊάς απενεργοποιούνται αυτόματα όταν τοποθετούνται στον φορτιστή.



2.

Η φωτεινή ένδειξη στο ακουστικό βαρηκοϊας θα υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας έως ότου το ακουστικό βαρηκοϊας φορτίσει πλήρως. Όταν φορτίσει πλήρως, η φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη, δηλαδή με σταθερό πράσινο φως.

Η διαδικασία φόρτισης θα σταματήσει αυτόμata όταν οι μπαταρίες φορτίσουν πλήρως, έτσι τα ακουστικά βαρηκοϊας μπορούν να μείνουν με ασφάλεια εντός του φορτιστή. Μπορεί να χρειαστούν έως και 3 ώρες για τη φόρτιση των ακουστικών βαρηκοϊας. Το κάλυμμα του φορτιστή μπορεί να είναι κλειστό κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Για να απενεργοποιήσετε το Phonak Life Charger αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.

To Phonak Charger Case Go διαθέτει εσωτερική μπαταρία. Όταν αποσυνδεθεί από την πρίζα, θα συνεχίσει να φορτίζει τα ακουστικά βαρηκοϊας έως ότου η εσωτερική μπαταρία αδειάσει.

Χρόνοι φόρτισης

Ενδεικτική λυχνία	Κατάσταση φόρτισης	Εκτιμώμενοι χρόνοι φόρτισης
	0 – 10%	
	11 – 80%	45 λεπτά (30%) 75 λεπτά (50%) 120 λεπτά (80%)
	81 – 99%	
	100%	3 ώρες

3.

Αφαιρέστε τα ακουστικά βαρηκοϊάς από τις υποδοχές φόρτισης, σηκώνοντάς τα απλώς από τον φορτιστή.


Το ακουστικό βαρηκοϊάς μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν το αφαιρείτε από τον φορτιστή. Η φωτεινή ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει. Η σταθερά αναμμένη πράσινη ένδειξη υποδεικνύει ότι το ακουστικό βαρηκοϊάς είναι έτοιμο για χρήση.

Εάν βγάλετε από την πρίζα τον φορτιστή ενώ το ακουστικό βαρηκοϊάς φορτίζει, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το ακουστικό βαρηκοϊάς για να αποφύγετε αποστράγγιση της μπαταρίας του ακουστικού βαρηκοϊάς. Για απενεργοποίηση του φορτιστή, αφαιρέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.

- ① Απενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοϊάς σας πριν το εισάγετε στον αποσυνδεδεμένο φορτιστή για να το αποθηκεύσετε.
- ② Μην κρατάτε τα σωληνάκια για την αφαίρεση των ακουστικών βαρηκοϊάς από τον φορτιστή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα σωληνάκια.

4.2 Χωρητικότητα μπαταρίας στο Phonak Charger Go

Για να ελέγξετε την υπολειπόμενη χωρητικότητα μπαταρίας της εσωτερικής μπαταρίας του φορτιστή, ανοίξτε το κάλυμμα του Charger Go. Οι φωτεινές ενδείξεις θα υποδεικνύουν την κατάσταση για 10 δευτερόλεπτα.



Φωτεινή ένδειξη για την εσωτερική κατάσταση μπαταρίας:


- 0% - 25%
- 25% - 50%
- 50% - 75%
- 75% - 100%

- ① Όταν η εσωτερική μπαταρία έχει εξαντληθεί και δεν μπορεί πλέον να φορτίσει τα ακουστικά βαρηκοϊας, η χαμηλότερη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει με κόκκινο χρώμα.
- ② Η εσωτερική μπαταρία στο Phonak Charger Case Go δεν φορτίζει ενώ τα ακουστικά βαρηκοϊας φορτίζουν.




5. Ενδείξεις αριστερού και δεξιού ακουστικού βαρηκοϊάς

Υπάρχει μια κόκκινη ή μπλε ένδειξη στο πίσω μέρος του ακουστικού βαρηκοϊάς και στο ηχείο. Το χρώμα της ένδειξης υποδεικνύει αν το ακουστικό βαρηκοϊάς προορίζεται για το αριστερό ή το δεξί αυτί.

Μπλε ένδειξη για το αριστερό ακουστικό βαρηκοϊάς.



Κόκκινη ένδειξη για το δεξί ακουστικό βαρηκοϊάς.



6. Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοϊάς


1.

Τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοϊάς πίσω από το αυτί σας.




2.

Τοποθετήστε το εξάρτημα για το αυτί στον ακουστικό πόρο σας.




3.

Αν το εξάρτημα για το αυτί είναι συνδεδεμένο με άγκιστρο, τοποθετήστε το μέσα στην κοιλότητα του αυτιού σας για να στερεώσετε με ασφάλεια το ακουστικό βαρηκοϊάς σας.




7. Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοϊάς

Τραβήξτε το κυρτό τμήμα του σωλήνα και αφαιρέστε το ακουστικό βαρηκοϊάς από το πίσω μέρος του αυτιού.



8. Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών

Το κουμπί λειτουργεί ως διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Μαζί με τον ακοοπροθετιστή σας μπορείτε να αποφασίσετε, εάν επιτρέπει επίσης ρυθμιστή έντασης ήχου και/ή αλλαγή προγράμματος. Λειτουργεί ως διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, ως ρυθμιστής έντασης ήχου ή/και αλλάζει το πρόγραμμα ανάλογα με τον προγραμματισμό του ακουστικού βαρηκοϊας. Αυτό υποδεικνύεται στις εξατομικευμένες «Οδηγίες ακουστικού βαρηκοϊας» που σας έχουν δοθεί. Για να προμηθευτείτε το έντυπο, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.




Αν το ακουστικό βαρηκοϊας είναι συζευγμένο με τηλέφωνο που διαθέτει Bluetooth®, με σύντομο πάτημα στο επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού αποδέχεστε και με παρατεταμένο πάτημα απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση – ανατρέξτε στο κεφάλαιο 13.

9. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοϊάς

Το ακουστικό βαρηκοϊάς έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν το αφαιρείτε από τον φορτιστή. Αν δεν έχει διαμορφωθεί αυτή η λειτουργία, πιέστε σταθερά και κρατήστε πατημένο το κάτω μέρος του κουμπιού για 3 δευτερόλεπτα έως ότου η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήσει. Περιμένετε μέχρι η σταθερά αναμμένη πράσινη λυχνία να υποδείξει ότι το ακουστικό βαρηκοϊάς είναι έτοιμο.



Απενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοϊάς

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κάτω μέρος του κουμπιού για 3 δευτερόλεπτα, έως ότου η σταθερά αναμμένη κόκκινη φωτεινή ένδειξη υποδείξει ότι το ακουστικό βαρηκοϊάς είναι απενεργοποιημένο.

● ● ●	Ένδειξη που αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Ενεργοποίηση ακουστικού βαρηκοϊάς
██████	Ένδειξη αναμμένη σταθερά με κόκκινο χρώμα για 2 δευτερόλεπτα	Απενεργοποίηση ακουστικού βαρηκοϊάς

- ① Κατά την ενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοϊάς σας μπορεί να ακούσετε μια μελωδία εκκίνησης.

10. Λειτουργία Tap Control


Η λειτουργία Tap Control είναι διαθέσιμη μόνο για τα μοντέλα L90 και L70. Αν υπάρχει σύζευξη με συσκευή που διαθέτει Bluetooth®, η πρόσβαση σε πολλαπλές λειτουργίες μπορεί να γίνει με τη λειτουργία Tap Control, π.χ. αποδοχή/τερματισμός τηλεφωνικής κλήσης, παύση/συνέχιση μετάδοσης ροής, έναρξη/παύση βοηθού φωνής. Αυτό υποδεικνύεται στις εξατομικευμένες «Οδηγίες ακουστικού βαρηκοΐας» που σας έχουν δοθεί.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Tap Control, πατήστε δύο φορές στο επάνω μέρος του αυτιού σας.



11. Επισκόπηση συνδεσιμότητας

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι επιλογές συνδεσιμότητας που διατίθενται για το ακουστικό βαρηκοϊας σας.



* Η συσκευή σύνδεσης τηλεόρασης TV Connector μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε πηγή ήχου, όπως τηλεόραση, υπολογιστής ή στερεοφωνικό σύστημα.

** Μπορείτε να συνδέσετε και τα ασύρματα μικρόφωνα Roger στα ακουστικά βαρηκοϊας σας.

12. Αρχική σύζευξη

12.1 Αρχική σύζευξη με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth®


- ⓘ Η διαδικασία σύζευξης με κάθε συσκευή που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά. Μετά την αρχική σύζευξη, τα ακουστικά βαρηκοΐας σας θα συνδεθούν αυτόματα στη συσκευή. Η αρχική σύζευξη μπορεί να διαρκέσει έως και 2 λεπτά.

1.

Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας (π.χ. τηλέφωνο) και αναζητήστε συσκευές που διαθέτουν Bluetooth® στο μενού ρυθμίσεων συνδεσιμότητας.

2.

Ενεργοποιήστε και τα δύο ακουστικά βαρηκοΐας. Έχετε τώρα 3 λεπτά για να πραγματοποιήσετε σύζευξη των ακουστικών βαρηκοΐας με τη συσκευή σας.



3.

Στη συσκευή σας εμφανίζεται μια λίστα των συσκευών με δυνατότητα Bluetooth®. Επιλέξτε το ακουστικό βαρηκοϊάς από τη λίστα για να πραγματοποιήσετε ταυτόχρονη σύζευξη και των δύο ακουστικών βαρηκοϊάς. Ένας ήχος μπιπ επιβεβαιώνει την επιτυχή σύζευξη.

- ① Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες σύζευξης με συσκευές, οι οποίες διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που ισχύουν για ορισμένους από τους πιο δημοφιλείς κατασκευαστές τηλεφώνων, μεταβείτε στη διεύθυνση:
<https://www.phonak.com/com/en/support.html>


12.2 Σύνδεση στη συσκευή

Μετά τη σύζευξη των ακουστικών βαρηκοϊάς με τη συσκευή σας, η μεταξύ τους σύνδεση θα γίνεται στο εξής αυτόματα κατά την ενεργοποίησή τους.

- ① Η σύνδεση θα διατηρηθεί για όσο χρονικό διάστημα η συσκευή παραμένει ενεργοποιημένη και εντός εμβέλειας.
- ① Τα ακουστικά βαρηκοϊάς σας μπορούν να συνδεθούν έως και με δύο συσκευές και να συζευχθούν με έως και οκτώ συσκευές.

13. Τηλεφωνικές κλήσεις

Τα ακουστικά βαρηκοϊάς σας συνδέονται άμεσα με τηλέφωνα που διαθέτουν Bluetooth®. Κατά τη σύζευξη και σύνδεση με το τηλέφωνό σας, θα ακούσετε ειδοποιήσεις, ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης και τη φωνή του καλούντος κατευθείαν στα ακουστικά βαρηκοϊάς σας. Οι τηλεφωνικές κλήσεις είναι «hands free», αυτό σημαίνει ότι η φωνή σας λαμβάνεται από τα μικρόφωνα του ακουστικού βαρηκοϊάς και μεταδίδεται πίσω στο τηλέφωνο.



13.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί κλήσης. Θα ακούσετε τον τόνο κλήσης μέσω των ακουστικών βαρηκοϊας σας. Τα μικρόφωνα των ακουστικών βαρηκοϊας σας λαμβάνουν τη φωνή σας και τη μεταδίδουν στο τηλέφωνο.

13.2 Αποδοχή κλήσης

Κατά τη λήψη μίας εισερχόμενης κλήσης, θα ακουστεί μία ειδοποίηση κλήσης στα ακουστικά βαρηκοΐας (π.χ. ήχος κλήσης ή φωνητική ειδοποίηση).

Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση με διπλό πάτημα στο επάνω μέρος του αυτιού σας (διατίθεται μόνο για μοντέλα L90 και L70), σύντομο πάτημα στο επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών στο ακουστικό βαρηκοΐας σας (λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα) ή απευθείας στο τηλέφωνό σας.




13.3 Τερματισμός κλήσης

Μπορείτε να τερματίσετε την κλήση με παρατεταμένο πάτημα στο επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών στο ακουστικό βαρηκοϊας σας (περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα) ή απευθείας στο τηλέφωνό σας. Για τα μοντέλα 90 και 70, η τηλεφωνική κλήση μπορεί επίσης να τερματιστεί με διπλό πάτημα στο επάνω μέρος του αυτιού σας.



13.4 Απόρριψη κλήσης

Μπορείτε να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση με παρατεταμένο πάτημα στο επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών στο ακουστικό βαρηκοΐας σας (περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα) ή απευθείας στο τηλέφωνό σας.






14. Λειτουργία πτήσης

Τα ακουστικά βαρηκοϊας σας λειτουργούν σε εμβέλεια συχνότητας 2,4 GHz-2,48 GHz. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ορισμένοι αερομεταφορείς ζητούν τη θέση όλων των συσκευών σε λειτουργία πτήσης. Η θέση σε λειτουργία πτήσης δεν απενεργοποιεί την κανονική λειτουργία των ακουστικών βαρηκοϊας, μόνο τις λειτουργίες συνδεσιμότητας Bluetooth®.

14.1 Θέση σε λειτουργία πτήσης

Για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία και να μεταβείτε σε λειτουργία πτήσης σε κάθε ακουστικό βαρηκοϊας:


1.		<p>Αν το ακουστικό βαρηκοϊάς είναι απενεργοποιημένο, προχωρήστε στο Βήμα 2.</p> <p>Αν το ακουστικό βαρηκοϊάς είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το κρατώντας πατημένο το κάτω μέρος του κουμπιού για 3 δευτερόλεπτα, έως ότου η φωτεινή ένδειξη ανάψει σταθερά με κόκκινο χρώμα για 3 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι το ακουστικό βαρηκοϊάς απενεργοποιείται.</p>	
2.		<p>Πατήστε παρατεταμένα το κάτω μέρος του κουμπιού. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει όταν ενεργοποιείται το ακουστικό βαρηκοϊάς.</p>	
3.		<p>Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί για ακόμα 7 δευτερόλεπτα, έως ότου η ενδεικτική λυχνία ανάψει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα και έπειτα αφήστε το κουμπί.</p> <p>Η σταθερά αναμμένη πορτοκαλί λυχνία υποδεικνύει ότι το ακουστικό βαρηκοϊάς είναι σε λειτουργία πτήσης.</p>	

Στη λειτουργία πτήσης, το ακουστικό βαρηκοϊάς δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα στο τηλέφωνό σας.

14.2 Έξοδος από τη λειτουργία πτήσης

Για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία και να εξέλθετε από τη λειτουργία πτήσης σε κάθε ακουστικό βαρηκοΐας:

Απενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας και ενεργοποιήστε το ξανά - ανατρέξτε στο κεφάλαιο 9.



15. Επανεκκίνηση ακουστικού βαρηκοϊάς

Χρησιμοποιήστε αυτήν την τεχνική αν το ακουστικό βαρηκοϊάς σας είναι σε κατάσταση σφάλματος. Αυτό δεν θα αφαιρέσει ή διαγράψει κάποιο πρόγραμμα ή ρυθμίσεις.

1.

Πατήστε το κάτω μέρος του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν το ακουστικό βαρηκοϊάς είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο πριν πατήσετε το κουμπί. Δεν θα υπάρξει φωτεινή ή ηχητική ειδοποίηση όταν περάσουν τα 15 δευτερόλεπτα.

2.

Τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοϊάς στον φορτιστή που είναι συνδεδεμένος με πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι η ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήσει με πράσινο χρώμα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 30 λεπτά. Το ακουστικό βαρηκοϊάς είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

16. Επισκόπηση της εφαρμογής myPhonak

Βρείτε τις Οδηγίες Χρήσης στη διεύθυνση www.phonak.com/myphonakapp. ή σαρώστε τον κωδικό



Εγκαταστήστε το myPhonak, εφαρμογή για χρήστες συσκευών iPhone



Εγκαταστήστε την εφαρμογή myPhonak για χρήστες smartphone με Android OS



To iPhone® είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθέν στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

To IOS® είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Cisco Systems, Inc. ή/και των συνδεόμενων εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένες άλλες χώρες.

To Android™ είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.

17. Επισκόπηση Roger™

Απολαύστε την εμπειρία της ακουστικής απόδοσης του Roger™

To Roger™ σχεδιάστηκε για να βελτιώνει την ακοή σε περιπτώσεις περιβαλλοντικού ήχου ή απόστασης από το ηχείο. Το μικρόφωνο λαμβάνει τη φωνή του ηχείου και τη μεταδίδει ασύρματα απευθείας στους δέκτες Roger* στα ακουστικά βαρηκοϊας σας**. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις ακόμα και σε θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως εστιατόρια, επαγγελματικές συναντήσεις και σχολικές δραστηριότητες.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την τεχνολογία Roger και τα μικρόφωνα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
<https://www.phonak.com/roger-solutions>
ή σαρώστε τον κωδικό QR



* To RogerDirect™ απαιτεί την εγκατάσταση δεκτών Roger μέσα στα ακουστικά βαρηκοϊας Phonak από έναν ακοοπροθετιστή.

** To Audéo L20-R δεν είναι συμβατό με προϊόντα Roger

18. Συνθήκες λειτουργίας, μεταφοράς και αποθήκευσης

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να λειτουργεί χωρίς προβλήματα ή περιορισμούς, όταν χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε, φορτίζετε, μεταφέρετε και αποθηκεύετε τα ακουστικά βαρηκοΐας και τον φορτιστή σύμφωνα με τις ακόλουθες συνθήκες:

Audéo L RL και φορτιστές

Χρήση	Φόρτιση σε εξέλιξη	Μεταφορά	Αποθήκευση
Θερμοκρασία			
Μέγιστο εύρος	+5° έως +40°C (41° έως 104°F)	+5° έως +30°C (41° έως 86°F)	-20° έως +60°C (-4° έως 140°F)
Συνιστώμενο εύρος	+5° έως +40°C (41° έως 104°F)	+7° έως +22°C (45° έως 72°F)	0° έως +20°C (32° έως 68°F)
Υγρασία			
Μέγιστο εύρος	0% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 70%
Συνιστώμενο εύρος	0% έως 60% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 60% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 60%
Ατμοσφαιρική πίεση	500 hPa έως 1060 hPa	500 hPa έως 1060 hPa	500 hPa έως 1060 hPa

Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε τα ακουστικά βαρηκοϊας τακτικά κατά τη μακροχρόνια αποθήκευση.

Εάν η συσκευή έχει υποβληθεί σε συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς που παρεκκλίνουν από τις συνιστώμενες συνθήκες χρήσης, περιμένετε 15 λεπτά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.*

19. Φροντίδα και συντήρηση

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής:

Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής των ακουστικών βαρηκοϊας και του συμβατού φορτιστή είναι τα πέντε έτη. Οι συσκευές αναμένεται να παραμείνουν ασφαλείς προς χρήση για αυτήν τη διάρκεια.

Εμπορική περίοδος τεχνικής υποστήριξης:

Η τακτική και προσεκτική φροντίδα των ακουστικών βαρηκοϊας και του φορτιστή σας θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί η υψηλή απόδοση των συσκευών σας για την αναμενόμενη διάρκεια ζωής τους.

Η Sonova AG θα παράσχει ελάχιστη περίοδο τεχνικής υποστήριξης επισκευών πέντε ετών από την κατάργηση του αντίστοιχου ακουστικού βαρηκοϊας, φορτιστή και βασικών στοιχείων από το σύστημα προϊόντων.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω προδιαγραφές ως κατευθυντήριες οδηγίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 25.2.

Γενικές πληροφορίες

Πριν από τη χρήση σπρέι για τα μαλλιά ή καλλυντικών προϊόντων, θα πρέπει να αφαιρείτε το ακουστικό βαρηκοΐας από το αυτί σας, καθώς τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο ακουστικό.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι ανθεκτικά στο νερό, τον ιδρώτα και τη σκόνη, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Μετά από έκθεση σε νερό, ιδρώτα ή σκόνη, το ακουστικό βαρηκοΐας πρέπει να καθαρίζεται και να στεγνώνεται.
- Το ακουστικό βαρηκοΐας πρέπει να χρησιμοποιείται και να συντηρείται όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Βεβαιώνετε πάντα ότι τα ακουστικά βαρηκοΐας και ο φορτιστής είναι στεγνά και καθαρά πριν από τη φόρτιση.

Καθημερινά

Ακουστικό βαρηκοϊάς: Ελέγχτε το εξάρτημα για το αυτί για υπολείμματα κυψελίδας και υγρασίας και καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα πανί χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα, όπως απορρυπαντικά οικιακής χρήσης, σαπούνι, κ.λπ., για τον καθαρισμό του ακουστικού βαρηκοϊάς σας. Δεν συνιστάται το ξέπλυμα με νερό. Αν απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός του ακουστικού βαρηκοϊάς σας, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα ή τις μεθόδους αφύγρανσης.

Φορτιστές: Βεβαιωθείτε ότι οι θέσεις φόρτισης είναι καθαρές και καθαρίζετε τις επιφάνειες με ένα πανί χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα, όπως απορρυπαντικά οικιακής χρήσης, σαπούνι κ.λπ. για τον καθαρισμό του φορτιστή σας.

Εβδομαδιαία

Ακουστικό βαρηκοϊάς: Καθαρίστε το εξάρτημα για το αυτί με ένα απαλό, νωπό πανί ή με ένα ειδικό πανί καθαρισμού για ακουστικά βαρηκοϊάς. Για πιο αναλυτικές οδηγίες συντήρησης, επισκεφτείτε τον ακοοπροθετιστή σας. Καθαρίζετε τις επαφές φόρτισης του ακουστικού βαρηκοϊάς με ένα απαλό, νωπό πανί.

Φορτιστής: Αφαιρέστε σκόνη ή βρομιά από τις θέσεις φόρτισης με ένα πανί χωρίς χνούδι.



Πριν από τον καθαρισμό, διασφαλίζετε πάντα ότι ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.

20. Αντικατάσταση του προστατευτικού φίλτρου κυψελίδας

Το ακουστικό βαρηκοϊας σας διαθέτει ένα προστατευτικό φίλτρο κυψελίδας για την προστασία του ηχείου από ζημιά λόγω κυψελίδας.


Ελέγχετε το προστατευτικό φίλτρο τακτικά και αντικαθιστάτε το, αν φαίνεται βρώμικο ή αν η ένταση ήχου του ακουστικού βαρηκοϊας ή η ποιότητα του ήχου είναι χαμηλή. Το προστατευτικό φίλτρο κυψελίδας θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες για συμβατικό δέκτη και μία φορά την εβδομάδα για δέκτη ActiveVent™.

20.1 Συμβατικός δέκτης με θηλή

20.1.1 Αφαίρεση του εξαρτήματος για το αυτί από το ηχείο


1.

Αφαιρέστε το εξάρτημα για το αυτί από το ηχείο κρατώντας το ηχείο στο ένα χέρι και το εξάρτημα στο άλλο.




2.

Τραβήξτε προσεκτικά το εξάρτημα για το αυτί για να το αφαιρέσετε.



3.


Καθαρίστε το ηχείο με ένα πανί χωρίς χνούδι.



20.1.2 Αντικατάσταση του προστατευτικού φίλτρου με δίσκο CeruShield™


1.

Περιστρέψτε προσεκτικά το δίσκο CeruShield™ στην κατεύθυνση που υποδεικνύουν τα βέλη, μέχρι να εμφανιστεί ένα ελεύθερο άνοιγμα κάτω από το εικονίδιο με τον κάδο.



2.

Για να αφαιρέσετε ένα χρησιμοποιημένο προστατευτικό φίλτρο κυψελίδας, εισαγάγετε προσεκτικά το ηχείο μέσα στο ελεύθερο άνοιγμα (κάτω από το εικονίδιο με τον κάδο) μέχρι να ακουστεί κλικ. Το χρησιμοποιημένο προστατευτικό φίλτρο κυψελίδας θα παραμείνει στον δίσκο όταν σηκώσετε το ηχείο.



3.


Για να τοποθετήσετε ένα νέο προστατευτικό φίλτρο κυψελίδας, εισαγάγετε προσεκτικά το ηχείο μέσα στο άνοιγμα εκεί όπου είναι ορατό το νέο προστατευτικό φίλτρο κυψελίδας (απέναντι από το εικονίδιο με τον κάδο) μέχρι να ακουστεί κλικ. Σηκώστε το ηχείο από τον δίσκο, το νέο προστατευτικό φίλτρο κυψελίδας έχει τοποθετηθεί τώρα στο εσωτερικό του ηχείου.



20.1.3 Προσάρτηση του εξαρτήματος για το αυτί στο ηχείο


1.

Κρατήστε το ηχείο στο ένα χέρι και το εξάρτημα για το αυτί στο άλλο.




2.

Σύρετε το εξάρτημα για το αυτί πάνω από την έξοδο ήχου του ηχείου.



3.

Το ηχείο και το εξάρτημα για το αυτί θα πρέπει να εφαρμόζουν τέλεια μεταξύ τους.



20.2 Δέκτης ActiveVent™ με SlimTip


20.2.1 Επεξήγηση εξαρτημάτων

1. Δοχείο φίλτρου κυψελίδας

α) περιστρεφόμενος δίσκος

β) νέο φίλτρο


γ) υποδοχή απόρριψης για
χρησιμοποιημένα φίλτρα



2. Εργαλείο αλλαγής

α) άκρο της βίδας για
την αφαίρεση του
χρησιμοποιημένου φίλτρου


β) διχαλωτό άκρο για την
εισαγωγή νέου φίλτρου



20.2.2 Αφαίρεση του χρησιμοποιημένου φίλτρου κυψελίδας (φίλτρο HF3)


1.

Κρατήστε καλά το εξάρτημα για το αυτί και ασφαλίστε το πίσω τμήμα του ηχείου με το δάχτυλό σας.




2.

Εισαγάγετε το άκρο της βίδας από το εργαλείο αλλαγής στο ηχείο του ακουστικού βαρηκοϊας.




3.

Περιστρέψτε το εργαλείο αλλαγής δεξιόστροφα έως ότου αισθανθείτε μερική αντίσταση. Τραβήξτε το εργαλείο αλλαγής από το ηχείο έχοντας το χρησιμοποιημένο φίλτρο κυψελίδας προσαρτημένο στο άκρο.



4.


Εισαγάγετε το χρησιμοποιημένο φίλτρο κυψελίδας στην υποδοχή απόρριψης στο κέντρο του δοχείου φίλτρου κυψελίδας.



5.

Σύρετε το εργαλείο αλλαγής σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές της υποδοχής απόρριψης.


Ανασηκώστε το εργαλείο αλλαγής, αφήνοντας το χρησιμοποιημένο φίλτρο κυψελίδας στην υποδοχή απόρριψης.



20.2.3 Εισαγωγή νέου φίλτρου κυψελίδας


1.

Μετά την αφαίρεση του χρησιμοποιημένου φίλτρου κυψελίδας από το ηχείο και το ακουστικό βαρηκοϊάς, καθαρίστε με βιόρτσα για τυχόν υπολείμματα. Περιστρέψτε τον αυλακωτό δίσκο από το δοχείο φίλτρου κυψελίδας έως ότου να είναι ορατό το νέο φίλτρο κυψελίδας στο παράθυρο του δίσκου.




2.

Τώρα χρησιμοποιήστε το αντίθετο άκρο του εργαλείου αλλαγής (δηλ. το διχαλωτό άκρο) για να πάρετε το νέο φίλτρο κυψελίδας.




3.

Εισαγάγετε το διχαλωτό άκρο του εργαλείου αλλαγής προς τα κάτω και τραβήξτε προς τα πάνω.




4.

Εισαγάγετε το νέο φίλτρο κυψελίδας μέσα στο ηχείο του ακουστικού βαρηκοϊας.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει το πίσω μέρος του ηχείου με το δάχτυλό σας.



5.

Όταν το νέο φίλτρο έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια στο ηχείο, ανασηκώστε το εργαλείο αλλαγής και απομακρύνετε το σε γωνία με ελαφριά κλίση.
Τοποθετήστε ξανά το εργαλείο αλλαγής στο δοχείο φίλτρου κυψελίδας



21. Επισκευή και εγγύηση

Τοπική εγγύηση

Για τους όρους της τοπικής εγγύησης, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή από τον οποίο προμηθευτήκατε τα ακουστικά βαρηκοϊάς και τον φορτιστή σας.

Διεθνής εγγύηση

Η Sonova AG παρέχει περιορισμένη διεθνή εγγύηση ενός έτους, με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς. Η συγκεκριμένη περιορισμένη εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και ελαττωματικά υλικά στο ακουστικό βαρηκοϊάς και τον φορτιστή, αντίστοιχα, αλλά όχι σε αξεσουάρ όπως σωληνάκια, εξαρτήματα για το αυτί και εξωτερικούς δέκτες. Η εγγύηση ισχύει μόνο κατόπιν προσκόμισης της απόδειξης αγοράς.

Η διεθνής εγγύηση δεν επηρεάζει τυχόν νομικά δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών αγαθών.

Περιορισμοί εγγύησης

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες λόγω ακατάλληλου χειρισμού ή φροντίδας, έκθεσης σε χημικές ουσίες ή υπερβολικής καταπόνησης. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση βλάβης που έχει προκληθεί από τρίτους ή μη εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Η εγγύηση αυτή δεν περιλαμβάνει τυχόν επισκευές που εκτελούνται από τον ακοοπροθετιστή στον χώρο εργασίας του.

Σειριακοί αριθμοί

Αριστερό ακουστικό βαρηκοϊας:

Δεξί ακουστικό βαρηκοϊας:

Φορτιστής:

Ημερομηνία αγοράς:

Εξουσιοδοτημένος ακοοπροθετιστής

(σφραγίδα/υπογραφή):

22. Πληροφορίες συμμόρφωσης

Ευρώπη:

Δήλωση συμμόρφωσης για το ακουστικό βαρηκοΐας

Η Sonova AG δηλώνει δια του παρόντος ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα καθώς και της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται από τον κατασκευαστή ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Phonak, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στη λίστα που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.phonak.com/com/en/certificates (Αντιπροσωπείες της Phonak σε ολόκληρο τον κόσμο).

Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία:



R-NZ

Υποδεικνύει τη συμμόρφωση μιας συσκευής με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις των φορέων Radio Spectrum Management (RSM - Διαχείριση ραδιοφάσματος) της Νέας Ζηλανδίας και Australian Communications and Media Authority (ACMA - Αυστραλιανή αρχή επικοινωνιών και μέσων) της Αυστραλίας σχετικά με τη νόμιμη πώληση στις εν λόγω χώρες.

Η ετικέτα συμμόρφωσης R-NZ προορίζεται για προϊόντα ραδιοεπικοινωνίας που κυκλοφορούν στην αγορά της Νέας Ζηλανδίας υπό το επίπεδο συμμόρφωσης A1.

Τα ασύρματα μοντέλα που αναφέρονται στη σελίδα 2 είναι πιστοποιημένα βάσει των παρακάτω:

Phonak Audéo L-RL (90/70/50/30)

Phonak Audéo L-RL Trial

ΗΠΑ

Καναδάς

Αρ. αναγνώρισης FCC: KWC-PRL

IC: 2262A-PRL

Σημείωση 1:

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο RSS-210 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία της υπόκειται στις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

- 1) η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
- 2) η συσκευή αυτή πρέπει να μπορεί να δεχθεί παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρεμβολών που προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση 2:

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στην παρούσα συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Sonova AG μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση της άδειας χειρισμού της συσκευής αυτής βάσει των κανονισμών FCC.

Σημείωση 3:

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο ICES-003 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά. Τα όρια αυτά προορίζονται για

την παροχή εύλογης προστασίας από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση της δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή αυτή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές λήψεις, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Άλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για υποστήριξη.

Πληροφορίες ραδιοεπικοινωνίας για το ασύρματο ακουστικό βαρηκοΐας σας

Τύπος κεραίας	Συντονισμένη κεραία βρόχου
Συχνότητα λειτουργίας	2,4 GHz – 2,48 GHz
Διαμόρφωση	GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK
Ακτινοβολούμενη ισχύς	< 2,5 mW
Bluetooth®	
Εμβέλεια	~1 m
Bluetooth	4.2 Διπλή λειτουργία
Υποστηριζόμενα προφίλ	HFP (προφίλ hands-free), A2DP

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων
CISPR 11

Ομάδα 2
Κατηγορία B

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική λειτουργία του. Επομένως, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων του είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν παρεμβολές σε κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Αρμονικές
εκπομπές

Διακυμάνσεις
τάσης/εκπομπές
τρεμοπαίγματος

Συμμόρφωση με πρότυπα εκπομπών και ατρωσίας

Πρότυπα εκπομπών	EN 60601-1-2
	IEC 60601-1-2
	EN 55011
	CISPR11
	CISPR32
	CISPR25
	EN 55025

Πρότυπα ατρωσίας	EN 60601-1-2
	IEC 60601-1-2
	EN 61000-4-2
	IEC 61000-4-2
	EN IEC 61000-4-3
	IEC 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	IEC 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	IEC 61000-4-5
	EN 61000-4-6
	IEC 61000-4-6
	EN 61000-4-8
	IEC 61000-4-8
	EN 61000-4-11
	IEC 61000-4-11
	IEC 60601-1
	ISO 7637-2

23. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων



Με το σύμβολο CE, η Sonova AG επιβεβαιώνει ότι το προϊόν αυτό –συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ– πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό. Οι αριθμοί μετά το σύμβολο CE αντιστοιχούν στον κωδικό των πιστοποιημένων φορέων που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο του κανονισμού και της οδηγίας ανωτέρω.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης πληρούν τις απαιτήσεις για εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου B του προτύπου EN 60601-1. Η επιφάνεια του ακουστικού βαρηκοΐας χαρακτηρίζεται ως εξάρτημα εφαρμογής τύπου B.



Υποδεικνύει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.



Υποδεικνύει την ημερομηνία κατασκευής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος



Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο αντιπρόσωπος για την ΕΚ είναι, επίσης, ο εισαγωγέας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να λάβει υπόψη του τις σχετικές πληροφορίες στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές προειδοποιήσεις στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές προειδοποιήσεις για τις μπαταρίες στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης



Σημαντικές πληροφορίες για τον χειρισμό και την ασφάλεια του προϊόντος.



Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή από τη συσκευή βρίσκεται εντός των ορίων που έχουν εγκριθεί από την Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών των ΗΠΑ.



Υποδεικνύει τη συμμόρφωση μιας συσκευής με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις των φορέων Radio Spectrum Management (RSM - Διαχείριση ραδιοφάσματος) της Νέας Ζηλανδίας και Australian Communications and Media Authority (ACMA - Αυστραλιανή αρχή επικοινωνιών και μέσων) της Αυστραλίας σχετικά με τη νόμιμη πώληση στις συγκεκριμένες χώρες

 **Bluetooth®** Η λεκτική σήμανση και τα λογότυπα Bluetooth® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sonova AG πραγματοποιείται κατόπιν άδειας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Το σήμα αναγνώρισης της συμμόρφωσης υποδεικνύει ότι η συσκευή συνάδει με τις απαιτήσεις αξιολόγησης συμμόρφωσης της Βραζιλίας για τον εξοπλισμό στο πλαίσιο του συστήματος επιτήρησης της υγείας. Το OCP υποδεικνύει τον οργανισμό πιστοποίησης.



Ιαπωνικό σήμα για πιστοποιημένο ραδιοεξοπλισμό.

SN

Υποδεικνύει τον σειριακό αριθμό του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

REF

Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

MD

Υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να λάβει υπόψη του τις σχετικές πληροφορίες στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

IP68

Δείκτης προστασίας από εισχώρηση. Ο δείκτης IP68 υποδεικνύει ότι το ακουστικό βαρηκοΐας είναι ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη. Πέρασε με επιτυχία δοκιμή συνεχούς βύθισης σε 1 μέτρο νερού για 60 λεπτά και 8 ώρες σε θάλαμο σκόνης σύμφωνα με το πρότυπο IEC60529.



Θερμοκρασία κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση: -20° έως $+60^{\circ}$ Κελσίου (-4° έως $+140^{\circ}$ Φαρενάιτ).



Υγρασία κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση: 0% έως 70%, εάν η συσκευή δεν βρίσκεται σε χρήση. Για οδηγίες σχετικά με την αφύγρανση του ακουστικού βαρηκοϊας μετά τη χρήση, βλ. οδηγίες στο κεφάλαιο 25.2.



Ατμοσφαιρική πίεση κατά τη λειτουργία, μεταφορά και αποθήκευση: 500 hPa έως 1060 hPa



Κατά τη διάρκεια μεταφοράς, διατηρείτε το προϊόν στεγνό.



Το σύμβολο με το διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το παρόν ακουστικό βαρηκοϊας, όπως και ο φορτιστής δεν πρέπει να απορρίπτονται όπως τα κοινά οικιακά απόβλητα. Τα παλιά ή τα μη χρησιμοποιημένα ακουστικά βαρηκοϊας και φορτιστές πρέπει να απορρίπτονται σε χώρους διάθεσης ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να παραδίδονται στον ακοοπροθετιστή για απόρριψη. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

Σύμβολα που ισχύουν μόνο για το ευρωπαϊκό τροφοδοτικό



Τροφοδοτικό με διπλή απομόνωση.



Συσκευή σχεδιασμένη για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.



Μετασχηματιστής απομόνωσης ασφαλείας, προστασία βραχυκυκλώματος.

24. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτίες
Το ακουστικό βαρηκοϊας δεν λειτουργεί	Βουλωμένο ηχείο/εξάρτημα για το αυτί Απενεργοποιημένο ακουστικό βαρηκοϊας
Ακούγονται συριγμοί από το ακουστικό βαρηκοϊας	Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως
Υπερβολικά υψηλή ένταση ήχου του ακουστικού βαρηκοϊας	Το ακουστικό βαρηκοϊας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο αυτί
Η ένταση ήχου του ακουστικού βαρηκοϊας δεν είναι αρκετά δυνατή ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος	Υπολείμματα κυψελίδας στον ακουστικό πόρο
Το ακουστικό βαρηκοϊας εκπέμπει δύο χαρακτηριστικούς ήχους	Υπερβολικά υψηλή ένταση ήχου
Το ακουστικό βαρηκοϊας δεν ενεργοποιείται	Χαμηλή ισχύς μπαταρίας
Η φωτεινή ένδειξη του ακουστικού βαρηκοϊας δεν ανάβει όταν το ακουστικό βαρηκοϊας τοποθετείται στις θέσεις φόρτισης	Βουλωμένο ηχείο/εξάρτημα για το αυτί Αλλαγή στην ποιότητα της ακοής Ένδειξη για χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως
	Το κουμπί απενεργοποίήθηκε κατά λάθος, επειδή πατήθηκε για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα
	Το ακουστικό βαρηκοϊας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στον φορτιστή
	Η μπαταρία του ακουστικού βαρηκοϊας έχει αποφορτιστεί πλήρως

Τι να κάνετε

Καθαρίστε το άνοιγμα του ηχείου/το εξάρτημα για το αυτί

Πιέστε το κάτω μέρος του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα (κεφάλαιο 9)

Φορτίστε το ακουστικό βαρηκοϊας (κεφάλαιο 4)

Τοποθετήστε σωστά το ακουστικό βαρηκοϊας (κεφάλαιο 6)

Επικοινωνήστε με τον ωτορινολαρυγγολόγο/γενικό ιατρό ή τον ακοοπροθετιστή σας

Μειώστε την ένταση του ήχου, αν η συσκευή διαθέτει ρυθμιστή έντασης ήχου (κεφάλαιο 8)

Αυξήστε την ένταση του ήχου, αν η συσκευή διαθέτει ρυθμιστή έντασης ήχου (κεφάλαιο 8)

Φορτίστε το ακουστικό βαρηκοϊας (κεφάλαιο 4)

Καθαρίστε το άνοιγμα του ηχείου/το εξάρτημα για το αυτί

Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας

Φορτίστε το ακουστικό βαρηκοϊας (κεφάλαιο 4)

Φορτίστε το ακουστικό βαρηκοϊας (κεφάλαιο 4)

Εκτελέστε το βήμα 2 για τη διαδικασία επανεκκίνησης (κεφάλαιο 15)

Τοποθετήστε σωστά το ακουστικό βαρηκοϊας στον φορτιστή (κεφάλαιο 4)

Περιμένετε τρεις ώρες αφού τοποθετήσετε το ακουστικό βαρηκοϊας στον φορτιστή, ανεξάρτητα από την αντίδραση της λυχνίας LED

Πρόβλημα	Αιτίες
Η φωτεινή ένδειξη του ακουστικού βαρηκοϊάς είναι σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα για όσο το ακουστικό βαρηκοϊάς είναι στον φορτιστή	Το ακουστικό βαρηκοϊάς είναι εκτός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας
Η ενδεικτική λυχνία του ακουστικού βαρηκοϊάς σβήνει όταν το ακουστικό βαρηκοϊάς αφαιρείται από τον φορτιστή	Ελαπτωματική μπαταρία
Το ακουστικό βαρηκοϊάς με τον δέκτη ActiveVent™ δεν λειτουργεί σωστά	Το χαρακτηριστικό «Auto On» είναι απενεργοποιημένο Ο αερισμός βρίσκεται σε ακατάλληλη θέση (π.χ. κλειστός) Κυψελίδα
Ο δέκτης ActiveVent™ μοιάζει να είναι χαλαρός στο εξάρτημα για το αυτί ή έχει αποκολληθεί εντελώς από το εξάρτημα για το αυτί	Άλλο Το ηχείο αφαιρέθηκε από το εξάρτημα για το αυτί (δηλ. κατά την αλλαγή του προστατευτικού φίλτρου κυψελίδας)
Η φωτεινή ένδειξη του ακουστικού βαρηκοϊάς παραμένει σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα μετά την αφαίρεση από τον φορτιστή	Η ενδεικτική λυχνία του ακουστικού βαρηκοϊάς ήταν αναμμένη με κόκκινο χρώμα όταν το ακουστικό βαρηκοϊάς τοποθετήθηκε στον φορτιστή
Η μπαταρία δεν διαρκεί ολόκληρη την ημέρα	Μειωμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Τι να κάνετε

Αυξήστε ή μειώστε τη θερμοκρασία του ακουστικού βαρηκοϊάς. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι $+5^{\circ}$ έως $+40^{\circ}$ Κελσίου ($+41^{\circ}$ έως $+104^{\circ}$ Φαρενάιτ)

Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας

Ενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοϊάς (κεφάλαιο 9)

Απενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοϊάς και ενεργοποιήστε το ξανά

Καθαρίστε το άνοιγμα του ηχείου ή/και αλλάξτε το φίλτρο κυψελίδας (κεφάλαιο 20.2)

Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας

Πιέστε το ηχείο στο εξάρτημα για το αυτί. Εάν το ηχείο είναι ακόμα χαλαρό, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

Επανεκκινήστε το ακουστικό βαρηκοϊάς (κεφάλαιο 15)

Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας. Μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση της μπαταρίας

Πρόβλημα	Αιτίες
Η λειτουργία τηλεφωνικής κλήσης δεν είναι εφικτή	Το ακουστικό βαρηκοϊάς βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης
Η φόρτιση δεν ξεκινά (όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στο τροφοδοτικό)	Το ακουστικό βαρηκοϊάς δεν είναι συζευγμένο με το τηλέφωνο
Η φόρτιση δεν ξεκινά (όταν ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος στο τροφοδοτικό)	Το ακουστικό βαρηκοϊάς δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στον φορτιστή
	Η εσωτερική μπαταρία του φορτιστή έχει αποφορτιστεί
	Το ακουστικό βαρηκοϊάς δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στον φορτιστή (ισχύει μόνο για Charger Case Go)

① Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας για βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση <https://www.phonak.com/com/en/support.html>.

Τι να κάνετε

Απενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοϊάς και ενεργοποιήστε το ξανά (κεφάλαιο 14.2)

Πραγματοποιήστε σύζευξη του ακουστικού βαρηκοϊάς με το τηλέφωνο (κεφάλαιο 12)

Τοποθετήστε σωστά το ακουστικό βαρηκοϊάς στον φορτιστή (κεφάλαιο 4.1)

Συνδέστε τον φορτιστή στο τροφοδοτικό (κεφάλαιο 3)

Τοποθετήστε σωστά το ακουστικό βαρηκοϊάς στον φορτιστή (κεφάλαιο 4.1)

25. Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοϊας σας, διαβάστε όλες τις σχετικές πληροφορίες ασφάλειας και τις πληροφορίες περιορισμών χρήσης στις ακόλουθες σελίδες.

Ενδεδειγμένη χρήση

Το ακουστικό βαρηκοϊας προορίζεται για ενίσχυση και μετάδοση ήχου στο αυτί, σε περιπτώσεις όπου η ακοή είναι περιορισμένη.

Το χαρακτηριστικό λογισμικού Phonak Tinnitus Balance προορίζεται για χρήση από ασθενείς με εμβοές που επιθυμούν, επίσης, ενίσχυση ήχου. Προσφέρει συμπληρωματική διέγερση ήχου αποσπώντας την προσοχή του χρήστη από τις εμβοές του.

Οι φορτιστές προορίζονται για τη φόρτιση της μπαταρίας του επαναφορτιζόμενου ακουστικού βαρηκοϊας.

Ενδεδειγμένος πληθυσμός ασθενών:

Ακουστικά βαρηκοϊας: Η παρούσα συσκευή προορίζεται για ασθενείς με μονόπλευρη και αμφοτερόπλευρη, ήπια έως υπολειμματική απώλεια ακοής από την ηλικία των 12 ετών. Το χαρακτηριστικό λογισμικού εμβοών προορίζεται για ασθενείς με χρόνιες εμβοές από την ηλικία των 18 ετών.

Φορτιστής: Ο ενδεδειγμένος πληθυσμός ασθενών είναι οι χρήστες των συμβατών ακουστικών βαρηκοϊάς

Ενδεδειγμένος χρήστης:

Ακουστικά βαρηκοϊάς: Προορίζονται για άτομα με απώλεια ακοής που χρησιμοποιούν ακουστικό βαρηκοϊάς και για τους φροντιστές τους. Ο ακοοπροθετιστής είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση του ακουστικού βαρηκοϊάς.

Φορτιστής: Προορίζεται για άτομα με απώλεια ακοής που χρησιμοποιούν το συμβατό επαναφορτιζόμενο ακουστικό βαρηκοϊάς και για τους φροντιστές, ακοοπροθετιστές τους

Ενδείξεις:

Οι γενικές κλινικές ενδείξεις για τη χρήση ακουστικών βαρηκοϊάς, φορτιστή και του χαρακτηριστικού λογισμικού Tinnitus περιλαμβάνουν τα εξής:

Απώλεια ακοής

- Μονομερής ή αμφίπλευρη
- Αγώγιμη, νευροαισθητηριακή ή και τα δύο
- Ήπια έως πολύ σοβαρή

Παρουσία χρόνιων εμβοών (ισχύει μόνο για τις συσκευές που παρέχουν το χαρακτηριστικό λογισμικού Tinnitus)

Αντενδείξεις:

Οι γενικές κλινικές αντενδείξεις για τη χρήση των ακουστικών βαρηκοϊάς και του χαρακτηριστικού λογισμικού Tinnitus είναι οι εξής:

- Η απώλεια ακοής δεν βρίσκεται στο εύρος εφαρμογής του ακουστικού βαρηκοϊάς (δηλ. κέρδος, απόκριση συχνότητας)
- Οξείες εμβοές (< τρεις μήνες μετά την εμφάνισή τους)
- Παραμόρφωση του αυτιού (δηλ. κλειστός ακουστικός πόρος, απώλεια ωτίου)
- Νευροαισθητήρια απώλεια ακοής (δηλ. ρετροκοχλιακές διαταραχές, όπως ελλείπον/μη βιώσιμο ακουστικό νεύρο)

Φορτιστής: Λάβετε υπόψη ότι οι αντενδείξεις δεν προκύπτουν από τον φορτιστή, αλλά από τα συμβατά ακουστικά βαρηκοϊάς.

Τα βασικά κριτήρια για την παραπομπή ενός ασθενή για ιατρική ή άλλη εξειδικευμένη γνώμη ή/και θεραπεία είναι τα εξής:

- Εμφανής εκ γενετής ή τραυματική παραμόρφωση του αυτιού
- Ιστορικό ενεργής αποστράγγισης από το αυτί τις προηγούμενες 90 ημέρες
- Ιστορικό ξαφνικής ή ταχείας προόδου απώλειας ακοής στο ένα ή και στα δύο αυτιά τις προηγούμενες 90 ημέρες

- Οξύς ή χρόνιος ίλιγγος
- Η ακοομετρική διαφορά μεταξύ της οστέινης και αέρινης αγωγιμότητας είναι ίση με ή μεγαλύτερη από 15 dB στα 500 Hz, 1000 Hz και 2000 Hz
- Εμφανή στοιχεία σημαντικής συσώρευσης κυψελίδας ή παρουσίας ξένου σώματος στον ακουστικό πόρο
- Πόνος ή δυσφορία στο αυτί
- Μη φυσιολογική όψη του τυμπάνου και του ακουστικού πόρου, όπως:
 - Φλεγμονή του εξωτερικού ακουστικού πόρου
 - Διάτρητο τύμπανο
 - Άλλες ανωμαλίες που ο ακοοπροθετιστής πιστεύει ότι χρήζουν ιατρικής φροντίδας

Ειδική φροντίδα θα πρέπει να δίνεται στην επιλογή και εφαρμογή ενός ακουστικού βαρηκοϊας, του οποίου το μέγιστο επίπεδο ηχητικής πίεσης υπερβαίνει τα 132 ντεσιμπέλ (dB) καθώς μπορεί να υπάρχει κίνδυνος βλάβης της εναπομένουσας ακοής του χρήστη του ακουστικού βαρηκοϊας. (Η πρόβλεψη αυτή απαιτείται μόνο για εκείνα τα ακουστικά βαρηκοϊας με μέγιστη ικανότητα ηχητικής πίεσης μεγαλύτερη από 132 dB).

Ο ακοοπροθετιστής μπορεί να αποφασίσει ότι η παραπομπή δεν είναι απαραίτητη ή προς όφελος του ασθενή, όταν ισχύουν τα ακόλουθα:

- Όταν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι η κατάσταση έχει διερευνηθεί πλήρως από ειδικό ιατρό και ότι έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε πιθανή θεραπεία
- Η κατάσταση δεν έχει επιδεινωθεί ή αλλάξει σημαντικά από την προηγούμενη εξέταση ή/και θεραπεία.
- Εάν ο ασθενής έχει λάβει την εμπεριστατωμένη και επαρκή απόφαση να μην αποδεχτεί συμβουλές για να ζητήσει ιατρική γνωμάτευση, επιτρέπεται να προχωρήσει στη σύσταση κατάλληλων συστημάτων ακουστικών βαρηκοϊας σύμφωνα με τις ακόλουθες εκτιμήσεις:
 - Η σύσταση δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία ή στη γενική ευεξία του ασθενή
 - Τα αρχεία επιβεβαιώνουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες εκτιμήσεις για το βέλτιστο συμφέρον του ασθενή

Σε περίπτωση που απαιτείται βάσει νόμου, ο ασθενής έχει υπογράψει αποποίηση ευθυνών για να επιβεβαιώσει ότι η συμβουλή παραπομπής δεν έχει γίνει αποδεκτή και ότι πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη απόφαση.

Κλινικό όφελος:

Ακουστικό βαρηκοϊας: Βελτίωση της κατανόησης ομιλίας

Χαρακτηριστικό Tinnitus: Το χαρακτηριστικό Tinnitus προσφέρει συμπληρωματική διέγερση ήχου αποσπώντας την προσοχή του χρήστη από τις εμβοές του.

Φορτιστής: Ο φορτιστής από μόνος του δεν προσφέρει άμεσο κλινικό όφελος. Ένα έμμεσο κλινικό όφελος παρέχεται με την ενεργοποίηση της μητρικής συσκευής (επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρηκοϊας) με σκοπό την επίτευξη του ενδεδειγμένου τους σκοπού.

Παρενέργειες:

Φυσιολογικές παρενέργειες των ακουστικών βαρηκοϊας, όπως εμβοές, ίλιγγος, συσσώρευση κυψελίδας, υπερβολική πίεση, εφίδρωση ή υγρασία, φουσκάλες, κνησμός ή/και εξανθήματα, βουλωμένα αυτιά και οι συνέπειές τους, όπως πονοκέφαλος ή/και πόνος στο αυτί, μπορεί να επιλυθούν ή να ελαττωθούν από τον ακοοπροθετιστή σας.

Τα συμβατικά ακουστικά βαρηκοϊας έχουν τη δυνατότητα να εκθέτουν τους ασθενείς σε υψηλότερα επίπεδα έκθεσης στον ήχο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολές ορίων στην εμβέλεια συχνότητας που επηρεάζεται από το ακουστικό τραύμα.

Φορτιστής: Λάβετε υπόψιν ότι οι παρενέργειες δεν προκύπτουν από τον φορτιστή, αλλά από τα συμβατά ακουστικά βαρηκοϊας.

Το ακουστικό βαρηκοϊας είναι κατάλληλο για φροντίδα υγείας κατ' οίκον και λόγω της φορητότητάς του ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα επαγγελματικής φροντίδας υγείας, όπως ιατρεία, οδοντιατρεία κ.λπ.

Το ακουστικό βαρηκοϊας δεν αποκαθιστά τη φυσιολογική ακοή και δεν προλαμβάνει ούτε βελτιώνει διαταραχές της ακοής που οφείλονται σε οργανικές παθήσεις. Σε περίπτωση μη τακτικής χρήσης του ακουστικού βαρηκοϊας, ο χρήστης δεν μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Η χρήση του ακουστικού βαρηκοϊας αποτελεί ένα μόνο μέρος της διαδικασίας επαναφοράς της ακοής και ενδέχεται να πρέπει να συμπληρωθεί από ακουστική εκπαίδευση και εξάσκηση στη χειλεανάγνωση.

Ο μικροφωνισμός, η κακή ποιότητα ήχου, οι πολύ δυνατοί ή απαλοί ήχοι, η ανεπαρκής εφαρμογή ή τα προβλήματα κατά τη μάσηση ή την κατάποση μπορούν να λυθούν ή να βελτιωθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μικρορυθμίσεων στη διαδικασία εφαρμογής από τον ακοοπροθετιστή σας.

Οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν που προκύπτει σε σχέση με το ακουστικό βαρηκοϊας θα πρέπει να αναφέρεται στον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή και στον αρμόδιο φορέα της χώρας κατοικίας. Ως σοβαρό συμβάν περιγράφεται οποιοδήποτε συμβάν που προκάλεσε άμεσα ή έμμεσα ή θα μπορούσε να προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

- α) τον θάνατο ασθενή, χρήστη ή άλλου ατόμου
- β) την προσωρινή ή μόνιμη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας ασθενή, χρήστη ή άλλου ατόμου
- γ) σοβαρή απειλή της δημόσιας υγείας

Για να αναφέρετε μια ανεπιθύμητη λειτουργία ή συμβάν, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή με έναν αντιπρόσωπο.

25.1 Προειδοποιήσεις κινδύνου

- ⚠** Τα επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρηκοϊας και ο φορτιστής περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου, τις οποίες μπορείτε να έχετε μαζί σας στις χειραποσκευές που παίρνετε στο αεροσκάφος. Τα ακουστικά βαρηκοϊας δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε παραδιδόμενες αποσκευές και μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε χειραποσκευές.
- ⚠** Τα ακουστικά βαρηκοϊας σας λειτουργούν σε εμβέλεια συχνότητας 2,4 GHz–2,48 GHz. Κατά τη διάρκεια αεροπορικής πτήσης, ρωτήστε αν σύμφωνα με τους κανόνες του αερομεταφορέα πρέπει οι συσκευές να τίθενται σε λειτουργία πτήσης. Βλ. κεφάλαιο 14.
- ⚠** Τα ακουστικά βαρηκοϊας (προγραμματισμένα ειδικά για κάθε τύπο απώλειας ακοής) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από το άτομο για το οποίο προορίζονται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε άλλο άτομο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή.
- ⚠** Τροποποιήσεις ή μεταβολές στο ακουστικό βαρηκοϊας και στους φορτιστές και στον φορτιστή που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη Sonova AG δεν επιτρέπονται. Οι τροποποιήσεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο αυτί ή στο ακουστικό βαρηκοϊας σας.

*Ισχύει μόνο για Phonak Charger Case Go

- ⚠** Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά βαρηκοϊας και τα αξεσουάρ φόρτισης σε εκρηκτικά περιβάλλοντα (ορυχεία ή βιομηχανικές περιοχές με κίνδυνο έκρηξης, ατμόσφαιρα πλούσια σε οξυγόνο ή χώροι στους οποίους γίνεται χειρισμός εύφλεκτων αναισθητικών) ή σε χώρους όπου απαγορεύεται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Η συσκευή δεν φέρει πιστοποίηση ATEX.
- ⚠** Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα εκτός από τα ακουστικά βαρηκοϊας στις υποδοχές φόρτισης του Charger Case. Αυτά τα αντικείμενα ενδέχεται να απορροφήσουν την επαγωγική ενέργεια φόρτισης και να θερμανθούν.
- ⚠** Αν αισθανθείτε πόνο μέσα ή πίσω από το αυτί, αν εμφανιστεί φλεγμονή ή ερεθισμός του δέρματος και ταχεία συσσώρευση κυψελίδας, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή ή τον ιατρό σας.
- ⚠** Τα κελύφη τιτανίου των εξατομικευμένων ακουστικών βαρηκοϊας και των θηλών ενδέχεται να περιέχουν ακρυλικά από κόλλες σε μικρές ποσότητες. Σε χρήστες με ευαισθησία σε τέτοιες ουσίες ενδέχεται να προκύψει αλλεργική αντίδραση στην επιδερμίδα. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αμέσως τη συσκευή αν προκύψει τέτοια αντίδραση και απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή ή στον ιατρό σας.

- !** Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η θηλή μπορεί να παραμείνει στον ακουστικό πόρο κατά την αφαίρεση του ακουστικού σωλήνα από το αυτί. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, επισκεψθείτε έναν ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή της.
- !** Τα ακουστικά προγράμματα στη λειτουργία κατευθυντικού μικροφώνου μειώνουν τους περιβαλλοντικούς ήχους. Λάβετε υπόψη ότι τα προειδοποιητικά σήματα ή οι ήχοι που προέρχονται από πηγή που βρίσκεται πίσω από το χρήστη, π.χ. αυτοκίνητα, καταστέλλονται πλήρως ή μερικώς.
- !** Το συγκεκριμένο ακουστικό βαρηκοϊας δεν προορίζεται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών. Η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση πρέπει να γίνεται πάντα υπό επιτήρηση για να εξασφαλίζεται η ασφάλειά τους. Το ακουστικό βαρηκοϊας είναι μια μικρή συσκευή και περιέχει μικρά εξαρτήματα. Μην αφήνετε παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση με το ακουστικό βαρηκοϊας χωρίς επιτήρηση. Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε με έναν ιατρό ή ένα νοσοκομείο αμέσως, καθώς το ακουστικό βαρηκοϊας ή τα εξαρτήματά του μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό!
- !** Λόγω πιθανού ηλεκτρικού κινδύνου, μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να ανοίγει τον φορτιστή.

- ⚠** Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για άτομα με ενεργά εμφυτευμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (π.χ. βηματοδότες, απινιδωτές, κ.λπ.):
- Διατηρείτε το ασύρματο ακουστικό βαρηκοΐας και τη συσκευή φόρτισης σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) από το ενεργό εμφύτευμα. Αν προκύψουν παρεμβολές, μην χρησιμοποιείτε τα ασύρματα ακουστικά βαρηκοΐας και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του ενεργού εμφυτεύματος. Λάβετε υπόψη ότι παρεμβολές ενδέχεται επίσης να προκαλούνται από γραμμές τροφοδοσίας, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, ανιχνευτές μετάλλων σε αεροδρόμια κ.λπ.
 - Διατηρείτε τους μαγνήτες τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) μακριά από το ενεργό εμφύτευμα.
- ⚠** Η χρήση αυτού του εξοπλισμού δίπλα ή πάνω/κάτω από άλλον εξοπλισμό θα πρέπει να αποφεύγεται διότι μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη λειτουργία. Αν η εν λόγω χρήση είναι απαραίτητη, αυτός ο εξοπλισμός και ο άλλος εξοπλισμός θα πρέπει να παρατηρούνται για την επαλήθευση της φυσιολογικής λειτουργίας τους.
- ⚠** Η χρήση αξεσουάρ, μετατροπέων και καλωδίων διαφορετικών από αυτά που ορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή αυτού του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατρωσία αυτού του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα την εσφαλμένη λειτουργία του.

- ⚠** Φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες (συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών, όπως καλώδια κεραίας και εξωτερικές κεραίες) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη από 30 cm (12 ίντσες) από κάθε εξάρτημα των ακουστικών βαρηκοϊας και του φορτιστή, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που ορίζονται από τον κατασκευαστή. Διαφορετικά, μπορεί να σημειωθεί υποβάθμιση της απόδοσης αυτού του εξοπλισμού.
- ⚠** Τα ακουστικά βαρηκοϊας δεν θα πρέπει να τοποθετούνται με θηλές/συστήματα προστασίας από κυψελίδα όταν χρησιμοποιούνται από πελάτες με διάτρηση τυμπάνου, φλεγμονή του ακουστικού πόρου ή άλλως εκτεθειμένη κοιλότητα του μέσου ωτός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστούμε τη χρήση ενός προσαρμοσμένου εξαρτήματος για το αυτί. Στην απίθανη περίπτωση παραμονής οποιουδήποτε μέρους αυτού του προϊόντος στον ακουστικό πόρο, συνιστάται ιδιαίτερα να απευθυνθείτε σε ειδικό ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή του.

- ⚠** Αποφεύγετε τις ισχυρές κρούσεις στο αυτί όταν φοράτε ακουστικό βαρηκοϊάς με προσαρμοσμένο εξάρτημα για το αυτί. Η σταθερότητα των προσαρμοσμένων εξαρτημάτων για το αυτί έχει σχεδιαστεί για φυσιολογική χρήση. Τυχόν ισχυρή κρούση στο αυτί (π.χ. κατά τη διάρκεια της άθλησης) ενδέχεται να προκαλέσει θραύση του προσαρμοσμένου εξαρτήματος για το αυτί. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάτρηση του ακουστικού πόρου ή του τυμπάνου του αυτιού.
- ⚠** Μετά από μηχανική καταπόνηση ή κραδασμό στο προσαρμοσμένο εξάρτημα για το αυτί, βεβαιωθείτε ότι είναι άθικτο πριν το τοποθετήσετε στο αυτί.
- ⚠** Η πλειοψηφία των χρηστών ακουστικών βαρηκοϊάς αντιμετωπίζουν απώλεια ακοής, για την οποία δεν αναμένεται επιδείνωση της ακοής τους με τακτική χρήση του ακουστικού βαρηκοϊάς σε καθημερινές καταστάσεις. Μόνο μια μικρή ομάδα χρηστών ακουστικού βαρηκοϊάς με απώλεια ακοής διατρέχουν κίνδυνο επιδείνωσης της ακοής τους μετά από μακροχρόνια χρήση.

- ⚠** Μην αφαιρείτε τα καλώδια δέκτη από τα ακουστικά βαρηκοϊας. Εάν απαιτείται αφαίρεση ή αλλαγή, συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον ακοοπροθετιστή.
- ⚠** Οι ασθενείς στους οποίους έχουν εμφυτευθεί μαγνητικές βαλβίδες παράκαμψης CSF με εξωτερικό προγραμματισμό ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο ακούσιας αλλαγής στη ρύθμιση της βαλβίδας τους κατά την έκθεσή τους σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Ο δέκτης (ηχείο) των ακουστικών βαρηκοϊας, το Lyric SoundLync, η ράβδος προγραμματισμού Lyric και το MiniControl περιέχουν στατικούς μαγνήτες. Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 5 cm (2 ίντσες) ανάμεσα στους μαγνήτες και στο σημείο της εμφυτευμένης βαλβίδας παράκαμψης.
- ⚠** Η θύρα USB των φορτιστών πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται.
- ⚠** Οι φορτιστές σας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα σε μηχανοκίνητο όχημα. Η χρήση του φορτιστή μέσα σε μηχανοκίνητο όχημα μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα ακουστικά βαρηκοϊας χρησιμοποιούν μπαταρία λιθίου τύπου κουμπιού/νομίσματος. Αυτές οι μπαταρίες είναι επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς μέσα σε διάστημα 2 ωρών ή μικρότερο, σε περίπτωση κατάποσης ή εισαγωγής σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, είτε η μπαταρία είναι χρησιμοποιημένη είτε καινούργια! Φυλάσσετε μακριά από παιδιά, άτομα με νοητική υστέρηση και κατοικίδια ζώα. Εάν υποψιάζεστε ότι έχει καταποθεί μπαταρία ή έχει εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, συμβουλευτείτε αμέσως τον ιατρό σας χωρίς καθυστέρηση!

- ⚠** Το/-α ακουστικό/-ά βαρηκοϊας σας και το Charger Case Go περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου με ονομαστική τιμή Watt ανά ώρα <20 Wh, που έχουν υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο UN 38.3, «Έγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων του ΟΗΕ» και θα πρέπει να αποστέλλονται σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς περί ασφαλούς αποστολής των μπαταριών ιόντων λιθίου.
- ⚠** Τα ακουστικά βαρηκοϊας πρέπει να είναι στεγνά πριν από τη φόρτιση. Διαφορετικά δεν μπορεί να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της φόρτισης.
- ⚠** Για τον φορτιστή, χρησιμοποιήστε μόνο εξοπλισμό πιστοποιημένο κατά IEC 60950-1 *, IEC 62368-1 ή IEC 60601-1 με ονομαστική τιμή εξόδου 5 VDC. Ελάχ. 1 A.

*Σημείωση: το πρότυπο αυτό μπορεί να μην ισχύει πλέον στη χώρα σας, ανατρέξτε στο πρότυπο IEC 62368-1

25.2 Πληροφορίες για την ασφάλεια του προϊόντος

- ① Προστατεύστε το ακουστικό βαρηκοϊας σας και τα αξεσουάρ φόρτισης από τη θερμότητα και το ηλιακό φως (ποτέ μην τα αφήνετε κοντά σε παράθυρο ή μέσα στο αυτοκίνητο). Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φούρνο μικροκυμάτων ή άλλες συσκευές θέρμανσης για να στεγνώσετε το ακουστικό βαρηκοϊας σας ή τα εξαρτήματα φόρτισης (λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς ή έκρηξης). Για τις ενδεδειγμένες μεθόδους αφύγρανσης, ρωτήστε τον ακοοπροθετιστή σας.
- ① Μην τοποθετείτε τα ακουστικά βαρηκοϊας και τα αξεσουάρ φόρτισης κοντά σε επαγωγική επιφάνεια μαγειρέματος. Οι αγώγιμες δομές μέσα στα εξαρτήματα φόρτισης μπορεί να απορροφήσουν επαγωγική ενέργεια με αποτέλεσμα θερμική καταστροφή.
- ① Η θηλή θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις μήνες ή όταν γίνεται άκαμπτη ή εύθρυπτη. Με τον τρόπο αυτόν προλαμβάνεται η απόσπαση της θηλής από το στέλεχος του σωλήνα κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση από το αυτί.

- ① Προφυλάσσετε το ακουστικό βαρηκοϊας ή τα εξαρτήματα φόρτισης σας από πτώσεις! Σε περίπτωση πτώσης σε σκληρή επιφάνεια μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ακουστικό βαρηκοϊας ή τα αξεσουάρ φόρτισης.
- ① Οι φορτιστές και το τροφοδοτικό πρέπει να προστατεύονται από κραδασμούς. Αν προκληθεί ζημιά στον φορτιστή ή στο τροφοδοτικό μετά από κραδασμό, οι συσκευές δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιούνται.
- ① Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοϊας σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε το σε ένα κουτί με μια κάψουλα αφύγρανσης ή σε μέρος με καλό αερισμό. Αυτό επιτρέπει την εξάτμιση της υγρασίας από το ακουστικό βαρηκοϊας σας και αποτρέπει τυχόν επιπτώσεις στην απόδοσή του.
- ① Η λειτουργία των ακουστικών βαρηκοϊας μπορεί να επηρεαστεί από ειδικές ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ακτινοβολία, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Αφαιρείτε και φυλάσσετε τις συσκευές εκτός της αίθουσας/του χώρου εξέτασης, πριν υποβληθείτε σε:

- Ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις με ακτίνες X (και σαρώσεις CT).
- Ιατρικές εξετάσεις με σαρώσεις MRI/NMRI, κατά τις οποίες δημιουργούνται μαγνητικά πεδία.

Κατά τη διέλευση από πύλες ασφαλείας (σε αεροδρόμια κ.λπ.) δεν χρειάζεται να αφαιρείτε τα ακουστικά βαρηκοϊας σας. Ακόμη και αν χρησιμοποιούνται ακτίνες X, εφαρμόζεται εξαιρετικά χαμηλή δόση που δεν επηρεάζει τα ακουστικά βαρηκοϊας.

- ① Μην χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοϊας σας ή τον φορτιστή σας σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- ① Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο φορτιστή που περιγράφεται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης για τη φόρτιση των ακουστικών βαρηκοϊας, διαφορετικά οι συσκευές ενδέχεται να υποστούν ζημιά.
- ① Βεβαιώνεστε πάντα ότι το ακουστικό βαρηκοϊας σας έχει στεγνώσει πλήρως μετά τη χρήση. Αποθηκεύετε το ακουστικό βαρηκοϊας σε ασφαλές, στεγνό και καθαρό μέρος.

Σημειώσεις



Σημειώσεις

Σημειώσεις

Ο ακοοπροθετιστής σας:



EC REP

Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Γερμανία



Κατασκευαστής:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Ελβετία
www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD

